

Anticorpo Monoclonale Murino Contro Alfa-Fetoproteina (Afp) Per Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Numero articolo: CM0002953



introduzione

Anticorpo monoclonale murino ricombinante contro l'Alfa-fetoproteina (AFP) umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'AFP umano e murino. Ideale per la ricerca sul cancro e sullo sviluppo fetale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Alfa-fetoproteina (AFP) mAb murina
Annotazioni/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-fetoproteina (AFP)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	174
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-609 dell'Alfa-fetoproteina (AFP) umana
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P02771
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio