

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) - P02771

Numero articolo: CM0016278



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Alpha-Fetoprotein (AFP). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso AFP umana e murina. Ideale per la ricerca sul biomarcatore del cancro al fegato e lo sviluppo di diagnostica prenatale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Alpha-Fetoprotein (AFP)
Note/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
Specie (Target)	Umano
GeneID (Umano)	174
GeneID	174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-550 dell'Alpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1).
Sorgente (Host)	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P02771
Peso Molecolare Proteina	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio