

Anticorpo Policlonale Coniglio Alpha2-Adaptin/AP2A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O94973

Numero articolo: CM0025281

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Alpha2-adaptin/AP2A2 umana (sottounità alpha-2 del complesso AP-2). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso proteico 104 kDa. Ideale per studi sull'endocitosi e sul traffico proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	161
GeneID	161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 590-939 dell'Alpha2-adaptin/AP2A2 umana (NP_036437.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O94973
Peso proteico	104 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio