

Mab Coniglio Anti-Alpk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - E9Qnx4

Numero articolo: CM0007373

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-ALPK1 di alta qualità validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con ALPK1 (139 kDa) di topo e ratto, ideale per la ricerca sulle chinasi e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-ALPK1
Note/Alias	Alfa-chinasi 1; ALPK1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	80216
GeneID	71481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-478 di ALPK1 di topo (NP_082084.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	E9QNX4
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio