

Als2 Coniglio Pab Anticorpo Policlonale Per Als2 (Alsin) Con Applicazioni In Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q96Q42

Numero articolo: CM0029479

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana ALS2 (alsin), validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Mira a una proteina legata alla sclerosi laterale amiotrofica con cross-reattività per topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ALS2 Coniglio pAb
Note/Alias	ALSJ; PLSJ; IAHSF; ALS2CR6; ALS2
Specie	Umano
GenID (Umano)	57679
GenID	57679
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-429 di ALS2 umano (NP_065970.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Q42
Peso Proteico	184kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio