

Ampd1 Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P23109

Numero articolo: CM0030819

introduzione

AMPD1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale raised contro un peptide sintetico di AMP deaminasi 1 umana. Validato per WB e ELISA, rileva AMPD1 umano, murino e ratto, un enzima chiave nel metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AMPD1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAD, MADA, MMDD, AMPD1
Specie	Umano
GenelD (umano)	270
GenelD	270
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'AMPD1 umano (P23109)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P23109
Peso Proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio