

Ampd3 Pab Di Coniglio Per Wb - Q01432

Numero articolo: CM0025018

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AMPD3 convalidato per Western Blot e ELISA. Rileva l'AMP deaminasi 3 umana, murine e ratta, un enzima chiave nel metabolismo energetico. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMPD3 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	AMPD3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	272
ID gene	272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di AMPD3 umana (NP_000471.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina, Ratta
SWISS	Q01432
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio