


Amsh Rabbit Mab - O95630

Numero articolo: CM0003288



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia l'AMSH umano (proteina legante STAM) per WB e ELISA; presenta reazione crociata con la scimmia. Ideale per la ricerca sulla via dell'ubiquitina e sull'ordinamento endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AMSH Rabbit mAb
Note/Altri nomi	AMSH; MICCAP
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	10617
ID genico	10617
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'AMSH umano (O95630)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Scimmia
SWISS	O95630
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio