


Anapc10 Pab Di Coniglio - Q9Um13

Numero articolo: CM0030647



introduzione

ANAPC10 pAb di coniglio è un anticorpo policlonale reattivo contro ANAPC10 umano, di topo e di ratto (21 kDa), adatto per WB e ELISA. Mira alla subunità 10 di APC/C, un regolatore chiave della progressione del ciclo cellulare e dell'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ANAPC10 pAb di coniglio
Note/Alias	DOC1; APC10; ANAPC10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10393
GeneID	10393
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di ANAPC10 umano (NP_055700.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UM13
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio