


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Angel2 Per Wb, Elisa - Q5Vte6

Numero articolo: CM0016265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ANGEL2 umano (RNA 2',3'-fosfatasi ciclica) convalidato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla lavorazione dell'RNA mitocondriale e sul riciclaggio dei tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ANGEL2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ccr4d; KIAA0759L; ANGEL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	90806
ID Gene	90806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 30-170 dell'ANGEL2 umano (NP_653168.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q5VTE6
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio