

Annessina A4/Annessina Iv Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - P09525

Numero articolo: CM0030268



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità diretto contro l'Annessina A4, validato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Utile per lo studio della fusione di membrana e dell'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Annessina A4/Annessina IV pAb coniglio
Annotazioni/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	307
GeneID	307
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-321 dell'Annessina A4/Annessina IV umana (NP_001144.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09525
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio