


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Annexin A6/Annexin Vi Per Wb, Elisa - P08133

Numero articolo: CM0025202



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro l'Annexin A6/Annexin VI umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione del calcio e dei processi correlati alla membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Annexin A6/Annexin VI Rabbit pAb
Note/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/Annexin VI
Specie	Umano
Gene ID	309
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 dell'Annexin A6/Annexin VI umana (NP_001146.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08133
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio