

Anprb/Nrp2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P20594

Numero articolo: CM0021008

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ANPRB/NRP2, validato per WB ed ELISA su campioni umani. Questo recettore lega il CNP e regola la crescita scheletrica, con un peso molecolare di 117 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ANPRB/NRP2 Anticorpo policlonale di coniglio
Note/Alias	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4882
Gene ID	4882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-320 di ANPRB/NRP2 umano (NP_003986.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P20594
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio