

Pab Di Coniglio Anti-Ant2/Slc25A5 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05141

Numero articolo: CM0017385

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ANT2/SLC25A5, validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Riconosce ANT2 di origine umana, topo, ratto e scimmia. Ideale per la ricerca su apoptosi mitocondriale, metabolismo e mitofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-ANT2/SLC25A5
Annotazioni/Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; SLC25A5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	292
GeneID	292
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	P05141
Peso proteico	33 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio