


Anticorpo Monoclonale Anti-12 Lipossigenasi/Alox12 Per Wb, If-P, Elisa - P18054

Numero articolo: CM0009602



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'ALOX12 umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico, l'attivazione piastrinica e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	12 Lipossigenasi/ALOX12 Rabbit mAb
Note/Alias	LOG12, 12-LOX, 12S-LOX
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	239
ID gene	239
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 483-663 dell'ALOX12 umano (NP_000688.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P18054
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio