


Anticorpo Policlonale Anti-14-3-3 Alfa/Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31946

Numero articolo: CM0016163



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-14-3-3 alfa/beta validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Target: 14-3-3 beta/alfa umano (P31946), con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio 14-3-3 alfa/beta
Note/Alias	HS1; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; 14-3-3 alfa/beta
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7529
GeneID	7529
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-246 della 14-3-3 alfa/beta umana (NP_003395.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P31946
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante