


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-14-3-3-Beta/Zeta Per Wb, Elisa - P31946 / P63104

Numero articolo: CM0004100



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro 14-3-3 beta/zeta umano (YWHAB/YWHAZ). Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui pathway di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti 14-3-3-beta/zeta
Note/Alias	GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3-beta/zeta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7529/7534
ID Gene	7529/7534
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di 14-3-3 beta/zeta umano (P31946).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31946/P63104
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio