


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-14-3-3 Beta/Zeta Per Wb, If/Icc, Elisa - P31946 / P63104

Numero articolo: CM0009401



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina 14-3-3 beta/zeta (P31946/P63104) umana, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce una proteina di 28 kDa; mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	14-3-3 beta/zeta Rabbit mAb
Note / Alias	GW128; HEL-S-1; HSI; KCIP-1; YWHAA; 14-3-3; 14-3-3 beta/zeta
Specie	Umana
GeneID (umano)	7529/7534
GeneID	7529/7534
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza tra gli amminoacidi 1-100 della proteina 14-3-3 beta/zeta umana (P31946))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31946/P63104
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio