


Anticorpo Monoclonale Anti-14-3-3 Epsilon Per Wb, Elisa - P62258

Numero articolo: CM0008120



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano 14-3-3 epsilon (P62258), validato per WB e ELISA. Adatto per rilevare l'endogeno 14-3-3 epsilon in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	14-3-3 epsilon Rabbit mAb
Note/Alias	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Specie	Umano
GeneID (umano)	7531
GeneID	7531
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 dell'umano 14-3-3 epsilon (P62258)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62258
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio