


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-14-3-3 Epsilon Per Wb, If/Icc, Elisa - P62258

Numero articolo: CM0016427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la 14-3-3 epsilon umana (29 kDa), validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 73-163). Supporta la ricerca sulla segnalazione cellulare, sulle vie antivirali e sulle interazioni proteiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	14-3-3 epsilon Rabbit pAb
Note/Alias	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
Specie	Umana
GeneID (umana)	7531
GeneID	7531
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-163 della 14-3-3 epsilon umana (NP_006752.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P62258
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante