


Anticorpo Policlonale Anti-14-3-3 Gamma Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Numero articolo: CM0028112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-14-3-3 gamma convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con la 14-3-3 gamma umana, murina e di ratto (28 kDa). Ideale per studiare la trasduzione del segnale, l'adesione cellulare e la biologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	14-3-3 gamma Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7532
ID gene	7532
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della 14-3-3 gamma umana (NP_036611.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61981
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio