


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-14-3-3 Gamma Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61981

Numero articolo: CM0011085



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro 14-3-3 gamma umana (P61981). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Peso molecolare del bersaglio 28kDa. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	14-3-3 gamma Rabbit mAb
Note/Alias	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7532
GeneID	7532
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 della 14-3-3 gamma umana (P61981).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61981
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio