


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-14-3-3 Sigma Per Wb, Ihc-P, Elisa - P31947

Numero articolo: CM0005375



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-14-3-3 sigma di alta qualità, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Alta specificità per la proteina 14-3-3 sigma umana e murina (P31947), una proteina adattatrice che regola il ciclo cellulare e la segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-14-3-3 sigma
Note/Alias	YWHAS; 14-3-3 sigma
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2810
GeneID	2810
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina 14-3-3 sigma umana (P31947).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P31947
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio