


Anticorpo Policlonale Anti-14-3-3 Theta Per Wb, Elisa - P27348

Numero articolo: CM0022464



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la 14-3-3 theta umana (YWHAQ) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Proteina adattatrice di segnalazione da 28 kDa. P27348.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	14-3-3 Theta Rabbit pAb
Note/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Specie	Umana
GeneID	10971
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 49-149 della 14-3-3 Theta umana (NP_006817.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P27348
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante