


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-14-3-3 Theta Per Wb, If/Icc, Elisa - P27348

Numero articolo: CM0011065



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro 14-3-3 theta (YWHAQ). Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-14-3-3 Theta
Note/alias	1C5; HS1; 14-3-3; 14-3-3 Theta
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10971
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della 14-3-3 Theta umana (P27348)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P27348
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante