


Anticorpo Monoclonale Anti-14-3-3 Zeta/Ywhaz Per Wb, If/Icc, Elisa - P63104

Numero articolo: CM0007426



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce 14-3-3 zeta/YWHAZ (P63104). Adatto per applicazioni di WB, IF/ICC, ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione delle proteine adattatrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio 14-3-3 zeta/YWHAZ
Note/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; 14-3-3 zeta/YWHAZ
Specie	Umano
GeneID	7534
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 145-245 di YWHAZ umano (NP_002267.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63104
Peso Proteico	19kDa/28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio