


Anticorpo Policlonale Anti-15-Pgdh/Hpgd Per Wb, Elisa - P15428

Numero articolo: CM0031038



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la 15-idrossiprostaglandina deidrogenasi umana, validato in WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo delle prostaglandine e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	15-PGDH/HPGD Rabbit pAb
Note/Alias	PGDH; PGDH1; PHOAR1; 15-PGDH; SDR36C1; 15-PGDH/HPGD
Specie	Umano
GeneID	3248
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 della 15-PGDH/HPGD umana (NP_000851.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15428
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio