

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-4-1Bbl/Cd137L Per Wb, Elisa - P41273

Numero articolo: CM0010635



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per 4-1BBL/CD137L umano (TNFSF9). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Riconosce una proteina di 27kDa. Utile per studi di biologia delle cellule T e immuno-oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	4-1BBL/CD137L mAb Coniglio
Note/Alias	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8744
GeneID	8744
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 155-254 di 4-1BBL/CD137L umano (P41273).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41273
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio