


Anticorpo Policlonale Anti-53Bp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12888

Numero articolo: CM0025982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro 53BP1 umano (TP53BP1), reattivo con umano, topo, ratto. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Ruolo chiave nella risposta e riparazione del danno al DNA, nella manutenzione dei telomeri e nella ricombinazione di scambio di classe.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	53BP1 Rabbit pAb
Note/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 895-1031 di TP53BP1 umano (NP_005648.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12888
Peso Proteico	214kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio