

Anti-53BP1 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Ihc-P/If/Icc/Elisa - Q12888

Numero articolo: CM0004439



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro 53BP1 umano, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina di 214kDa; cross-reagisce con il mouse. Adatto per la ricerca sui danni al DNA e sulla riparazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	53BP1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
Specie	Umano
Gene ID	7158 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di 53BP1 umano (Q12888)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	Q12888
Peso Proteico	214kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio