

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore 5Ht7 Per Wb, If-P, Elisa - P34969

Numero articolo: CM0002396



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia il recettore umano 5HT7 (5-HT7, recettore della serotonina 7). Convalidato per WB, IF-P, ELISA; reagisce trasversalmente con topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione GPCR mediata dalla serotonina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-recettore 5HT7
Note/Alias	5-HT7; Recettore 5HT7
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3363
GeneID	3363
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del recettore 5HT7 umano (P34969).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P34969
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio