

Anticorpo Policlonale Anti-5T4 (Glicoproteina Del Trofoblasto) Per Wb, Elisa - Q13641

Numero articolo: CM0018039



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'antigene umano 5T4 (glicoproteina del trofoblasto). Validato per applicazioni WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Riconosce l'inibitore della segnalazione Wnt da 46 kDa per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	5T4 Rabbit pAb
Note/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Specie	Umano
GeneID	7162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-350 dell'antigene umano 5T4 (NP_006661.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q13641
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio