


Anticorpo Policlonale Anti-Recettore Della Laminina Da 67Kda Per Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Numero articolo: CM0028435



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-Recettore della Laminina da 67kDa validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. Esplora i ruoli di 67LR nell'assemblaggio ribosomiale, nell'adesione cellulare e nell'infezione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio Anti-Recettore della Laminina da 67kDa
Note/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Recettore della Laminina da 67kDa
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3921
GeneID	3921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-295 del recettore della laminina umano da 67kDa (NP_002286.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08865
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio