


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore Della Laminina Da 67 Kda (Rpsa) Per Wb, If/Icc, Elisa - P08865

Numero articolo: CM0012473



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il recettore della laminina da 67 kDa (RPSA, 37LRP) per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce l'uomo, il topo e il ratto. Immunogeno: peptide sintetico all'interno degli aa 196-295. Ideale per la ricerca sul cancro e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro il recettore della laminina da 67 kDa
Note/Alias	SA; LBP; LRP; p40; uS2; 67LR; ICAS; lamR; 37LRP; LAMBR; LAMR1; LRP/LR; LBP/p40; NEM/1CHD4; Recettore della laminina da 67 kDa
Specie	Uomo
ID del gene	3921
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 196-295 del recettore della laminina umano (P08865).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08865
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante