

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-A-Actin-1 (A-Sma) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P68133

Numero articolo: CM0004393



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l' α -Actin-1 (α -SMA) umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi di biologia muscolare e ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	α -Actin-1 (α -SMA) Rabbit mAb
Note/Alias	ACTA; ACTA1; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (α -SMA)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	58
GeneID	58
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 278-377 dell' α -Actin-1 (ACTA1) umana (P68133)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P68133
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio