

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-A-Actina-1 (Acta1) Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P68133

Numero articolo: CM0007180



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro l' α -Actina-1 umana (ACTA1) per Western blotting (WB), immunofluorescenza (IF/ICC, IF-P) ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio del citoscheletro del muscolo scheletrico e della motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	α -Actina-1 (ACTA1) mAb di coniglio
Note/alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actina-1 (ACTA1)
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	58
ID del gene	58
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell' α -Actina-1 umana (ACTA1) (P68133)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P68133
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante