


Anticorpo Policlonale Anti-A-Actinina-4 Per Wb, Elisa - 043707

Numero articolo: CM0023323



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l' α -Actinina-4 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cross-linking dell'actina-F, il traffico vescicolare e la biologia delle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	α -Actinina-4 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinin-4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	81
GeneID	81
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 570-650 dell' α -Actinina-4 umana (NP_004915.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43707
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio