


Anticorpo Monoclonale Anti-A-Actinin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Numero articolo: CM0010625



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro α -Actinin umano (alfa-actinina-1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	α -Actinin Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	BDPLT15; ACTN1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	87
ID Gene	87
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo
SWISS	P12814
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio