

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-A-Raf Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10398

Numero articolo: CM0005584



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro A-RAF umano (P10398). Validato per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione mitogenica, della differenziazione miogenica e delle vie del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	A-RAF Rabbit mAb
Note/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	369
GeneID	369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 166-290 di A-RAF umano (P10398)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P10398
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio