

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro L'alfa-Actina Muscolare Liscia (Acta2) Per Wb, Elisa - P62736

Numero articolo: CM0002732

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'alfa-actina muscolare liscia (ACTA2) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e sulla muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	α -Smooth Muscle Actin (ACTA2) Rabbit mAb
Note/Alias	ACTSA; α -Smooth Muscle Actin (ACTA2)
Specie	Umana
GenelD (Umana)	59
GenelD	59
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'alfa-actina muscolare liscia (ACTA2) umana (P62736)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62736
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio