

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-A-Actina Della Muscolatura Liscia (Acta2) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Numero articolo: CM0028491

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l' α -actina della muscolatura liscia (ACTA2) umana, di topo e ratto, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adatto per lo studio della motilità delle cellule muscolari lisce e del citoscheletro in applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	α -Actina della Muscolatura Liscia (ACTA2) pAb di coniglio
Note/Alias	ACTSA; α -Actina della Muscolatura Liscia (ACTA2)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	59
ID gene	59
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell' α -Actina della Muscolatura Liscia (ACTA2) umana (NP_001604.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62736
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio