

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-A-Actina Muscolare Liscia (Acta2) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P62736

Numero articolo: CM0013516

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l' α -Actina Muscolare Liscia umana (ACTA2, P62736). Validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sul muscolo liscio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	α -Actina Muscolare Liscia (ACTA2) pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	ACTSA; α -Actina Muscolare Liscia (ACTA2)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	59
ID Gene	59
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell' α -Actina Muscolare Liscia umana (ACTA2) (NP_001604.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62736
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio