


Anticorpo Monoclonale Anti-A-Sinucleina Per Wb - P37840

Numero articolo: CM0006519



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l' α -Sinucleina umana (PD1, NACP, PARK1/4). Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla funzione sinaptica e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	α -Sinucleina Rabbit mAb
Note/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Sinucleina
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6622
ID Gene	6622
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-140 dell' α -Sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P37840
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio