

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-A-Sinucleina Per Wb, If, Ihc, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0006570



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti- α -sinucleina (P37840) validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. 14 kDa. Adatto per la ricerca sulla funzione sinaptica, la neurodegenerazione e la malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti- α -sinucleina
Note/alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -sinucleina
Specie	Umana
ID del gene	6622 (umana)
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-140 della α -sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P37840
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante