

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-A-Sinucleina Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - P37840

Numero articolo: CM0007447



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l' α -sinucleina umana (P37840), validato per WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurodegenerazione e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti- α -sinucleina
Note/alias	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -sinucleina
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6622
GeneID	6622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 dell' α -sinucleina umana (NP_000336.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P37840
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante