

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-A-Tubulina Per Wb - P68366

Numero articolo: CM0011002

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti- α -tubulina di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva la α -tubulina umana, murina e ratto (~50 kDa). Ideale per studi di ricerca sui microtubuli e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	α -Tubulina Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	ALS22; TUBA1; H2-ALPHA; α -Tubulina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7277
Gene ID	7277
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 349-448 della α -tubulina umana (P68366).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P68366
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio