

Anticorpo Policlonale Anti-A1Bg Per Wb, Elisa - P04217

Numero articolo: CM0014304

introduzione

A1BG pAb di coniglio (Anticorpo Policlonale) validato per WB, ELISA con reattività crociata tra uomo, topo e ratto. Immunogeno ricombinante, 54 kDa. Ideale per la ricerca sulle proteine plasmatiche e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	A1BG Rabbit pAb
Note / Alias	A1B; ABG; GAB; HYST2477; A1BG
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	1
ID Gene	1
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 236-495 dell'A1BG umano (NP_570602.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04217
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio