

Anti-A1Cf (Fattore Di Complementazione Apobec1) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq94

Numero articolo: CM0014005



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio A1CF validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva il fattore di complementazione APOBEC1 umano, murino e di ratto, un componente essenziale del complesso di editing dell'mRNA APOB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	A1CF Rabbit pAb
Note/Alias	ACF; ASP; ACF64; ACF65; APOBEC1CF; A1CF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29974
ID Gene	29974
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-120 di A1CF umano (NP_055391.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ94
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio