


Anticorpo Policlonale Anti-A2ML1 Da Coniglio Per Wb, Elisa - A8K2U0

Numero articolo: CM0024630



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio di alta qualità mirato all'A2ML1 umano, validato per Western blot e ELISA. Mostra reattività crociata con il ratto. Ideale per indagare i meccanismi di inibizione delle proteasi e la biologia epidermica, inclusi i processi di desquamazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	A2ML1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OMS; p170; CPAMD9; A2ML1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	144568
Gene ID	144568
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-500 dell'A2ML1 umano (NP_653271.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	A8K2U0
Peso proteico	161kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio