


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aaas Per Wb Ed Elisa - Q9Nrg9

Numero articolo: CM0029194



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AAAS validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con la proteina umana Aladin (AAAS) (Gene ID: 8086, ~60 kDa). Ideale per la ricerca sulla funzione del complesso del poro nucleare, lo sviluppo del sistema nervoso e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AAAS Rabbit pAb
Note/Alias	AAA, AAASb, GL003, ALADIN, ADRACALA, ADRACALIN, AAAS
Specie	Umana
Gene ID	8086
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 287-546 di AAAS umana (NP_056480.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9NRG9
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio